

თვალეზს ირგვლივ კანის მასაჟიორი WELSS WS 5060

Welss კომპანიის პროდუქცია - თქვენი საკუთარიკოსმეტოლოგიური სალონი!
მადლობას გიხდით მოცემული პროდუქტის არჩევისთვის.

მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

გამოყენების წინ უნდა წაიკითხოთ მოცემული სახელმძღვანელო მასაჟიორის სწორი გამოყენების მეთოდების გასაცნობად. მოცემული სახელმძღვანელო შეინახეთ.

სარჩევი

გამოყენების არე და ჯგუფები.....	4
ნაკეთობის ფუნქცია.....	4
ნაკეთობის კომპონენტები.....	6
მომზადება.....	6
ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო.....	8
გამაფრთხილებელი ზომები.....	11
გაუმართაობების ძებნა.....	12
ტრანსპორტირება, ტექ მომსახურება და შენახვა.....	15

ინსტრუქცია

გამოყენების არე და ჯგუფები

- მათთვის ვინც უჩივის თვალის დაღლას, ცრუ ახლომხედველობას (ფსევდო მიოპია)
- მათთვის ვინც ხშირად დაბავს თვალეზს და მუდმივად გრძნობს თვალის დაღლას.
- მათთვის ვინც გრძნობს დაძაბულობას და ნერვიულობს.
- მათთვის ვისაც უძილობა, სიზმრების სიჭარბე და ნევრასტენია აწუხებს

ნაკეთობის ფუნქცია

- მოცემული ნაკეთობა წარმოადგენს მრავალფუნქციონალურ მაღალტექნოლოგიურ მოწყობილობას თვალეზის ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად. ის ასევე უზრუნველყოფს მოსადუნებელ მასაჟს თვალეზს ირგვლივ არეში. ელექტრონული მართვის მეთოდით თვალეზს ირგვლივ კანის მასაჟიორი WELSS WS 5060 გაძლევთ საშუალებას ჩაიტაროთ მასაჟი დამოუკიდებლად სახლის პირობებში.
- აპარატი გენერირებს თანამედროვე მაღალტექნოლოგიურ ინფრაწითელ სითბოს გენერატორს, რომელიც ასტიმულირებს უჯრედების მოლეკულებს ვიბრაციების დახმარებით, აძლიერებს მათ კომბინაციას და ზრდის ქსოვილის რეგენერაციის უნარიანობას, რის შედეგად ძლიერდება იმუნიტეტი.
- მოცემულ მოწყობილობაში გამოიყენება თვალეზის დაცვისთვის და მათი ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის საჭირო ჰაერის მსუბუქი წნევის კონცეპცია . ჰაერის წნევა უზრუნველყოფს საერთო მასაჟს მიკროკომპიუტერის მართვით. ეს

პროცესი ამცირებს თვალის დამაბულობას, აუმჯობესებს წამწამის კუნთის მუშაობას და ხელს უშლის ოპტიკური ღერძის დისპერსიის წარმოშობას.

- თვალებს ირგვლივ კანის მასაჟიროს WELSS WS 5060 ასევე გააჩნია შიდა სამგანზომილებიანი მაგნიტური ველი. მაგნიტური ველის მუდმივი გადაადგილება უზრუნველყოფს სახის ძირითადი ზონების და თვალებს ირგვლივ არსებული კუნთების ეფექტურ მასაჟს. სისხლძარღვებში ახდენს მიკროდინების გენერირებას რის შედეგად სისხლის ცირკულაცია თვალებს ირგვლივ უმჯობესდება.

აკუპუნქტურის წერტილები და მასაჟი

Zanzhu (ზანჯუ) - თავის ტკივილი, თვალების გაღიზიანება, ბუნდოვანი მხედველობა, დივერგირებადი თვალების სიელამე.

YuYao (იუ-იაო) - კერატიტი, სახის კუნთების პარალიჩი, თვალის კუნთების პარალიჩი.

Sizhukong (სიჟუკონგი) - შაკიკი, მხედველობის გასაწმენდად არხებში წინააღმდეგობების მოშორება.

Temple (საფეთქელი) - ტკივილი საფეთქელში, თვალების ავადმყოფობა.

Tongziliao (ტონზილიაო) - რეფრაქციის ანომალია, ოპტიკური ატროფია.

Qiuhou (ქვიხოუ) - მოხეტიალე ნერვის სამკუთხედი და სითბოს გარიდება, დატენიანება, სუფთა თვალები.

Chengqi (ჩენკვი) - მწვავე და ქრონიკული კერატიტი, ეპიფორა ქარში (ცრემლდენა), თვალის ბადისებრი გარსის ანთება.

Qingming (ქვინმინი) - მოხეტიალე ნერვის სამკუთხედი და სითბოს გარიდება, დატენიანება, სუფთა თვალები.

Sibai (სიბაი) - სახის კუნთების პარალიჩი, სამწვერა ნერვისნევრალგია.

Yingxiang (იინხიან) - სახის კუნთების პარალიჩი.

Bitong (ბიტონგი) - რეფრაქციის ანომალია, ცხვირისმიერი ბგერები.

ნაკეთობის კონფიგურაცია

მთავარი მოწყობილობა

ხელისმართვისპულტი

მომზადება

ბატარების დაყენება

1. გახსენით ბატარების ბუდის ხუფი მართვის პულტის უკანა პანელზე.
2. ჩადგით 2 AA ტიპის ბატარეა.
3. დახურეთ ბატარების ბუდის ხუფი.

ყურადღება: შეამოწმეთ ბატარების ჩადგმის პოლარობა და დარწმუნდით რომ ისინი სწორად არის ჩასმული. დახურეთ ბატარების ბუდის ხუფი.

ადაპტერის მოწყობილობა

1. ჩართეთ ქსელში კვების ადაპტერი 6 ვტ.-ზე
2. შემდეგ ჩართეთ მუდმივი დენის შტეკერი მუდმივი დენის ბუდეში მართვის პულტზე.
3. შეაერთეთ მუდმივი დენის ჩანგალი ცვალებადი დენის წყაროსთან.

ბუდე კვების ადაპტერისთვის

ბუდე ყურსასმენებისთვის

1. ჩართეთ ქსელში კვების ადაპტერი 6 ვტ.-ზე
2. გაიკეთეთ მასაჟიორი თვალეზზე
3. კომფორტულად დაარეგულირეთ შესაკრავი

ექსპლუატაცია

WELSS WS 5060 მართვის ხელის პულტი

1. ON/OFF/TIME - ჩართვა/გამორთვა/დრო
2. ჰაერის წნევის ინდიკატორი
3. გაცხელების ინდიკატორი'
4. ვიბრაციების ინდიკატორი
5. მუსიკის ინდიკატორი
6. ტაიმერის ინდიკატორი - 15 წუთი
7. ტაიმერის ინდიკატორი - 10 წუთი
8. ტაიმერის ინდიკატორი - 5 წუთი.
9. ჰაერის წნევის არჩევის ღილაკი
10. გაცხელების რეჟიმის არჩევის ინდიკატორი
11. მუსიკის არჩევის ღილაკი
12. ფუნქციების არჩევის ღილაკი
13. ვიბრაციების არჩევის ღილაკი
14. ადაპტერის მუდმივი დენის შეერთების გასართი
15. ყურსასმენების შეერთების გასართი

გადამრთველი ON/OFF (ჩართვა/გამორთვა)

Air	Heat	Time	Music	Vibration
ჰაერი	სითბო	დრო	მუსიკა	ვიბრაცია

ყურადღება: მოწყობილობა დაიწყებს მუშაობას ღილაკი ON/OFF (ჩართვა/გამორთვის) დაჭერით. მართვის პულტზე აინთება ჰაერის წნევის ინდიკატორი, გაცხელების ინდიკატორი, მუსიკის და 15 წუთიანი ტაიმერის ინდიკატორები. ქარხნულად დაყენებული: ჰაერის წნევა + ორთქლში გატარება, დაბალი ტემპერატურა, წნევა 1,15 წუთის დონის, სარელაქსაციო მუსიკა.

ჩართვა/გამორთვა

ჩართვა: დააჭირეთ ღილაკს ON/OFF/TIME

გამორთვა: დააჭირეთ და არ აუშვათ თითო ღილაკს ON/OFF/TIME

დროის რეჟიმის გადართვა:

15min/10min/5min-დააჭირეთ ღილაკს ON/Time/Off

მუსიკის არჩევა

(სარელაქსაციო მუსიკა)	დააჭირეთ მუსიკის ღილაკს (Music) შემდეგი ბილიკის ასარჩევად
(ტვინის ტალღები)	დააჭირეთ და არ აუშვათ
(ბუნებრივი მუსიკა)	მუსიკის ღილაკს(Music) მუსიკის გამოსართავად

ავტომატური მასაჟის რეჟიმი

ყურადღება: ავტომატური მასაჟის რეჟიმში დააჭირეთ ღილაკს _____, რომ ამოირჩიოთ სამიდან ერთერთი ვტომატური მასაჟის პროგრამა.

წნევის ქვეშე მასაჟის რეჟიმი	წრიული (ნათურა ციმციმებს)
	წნევა 1 დონის
	წნევა 2 დონის
გაცხელების არჩევა	წნევა 3 დონის
	დაბალი ტემპერატურა
	მაღალი ტემპერატურა
დროის გადართვა	15 წუთი
	10 წუთი
	5 წუთი
ვიბრაციული მასაჟის რეჟიმი	ციმციმებს 2-ჯერ
	ციმციმებს 10-ჯერ

გამაფრთხილებელი ზომები

- მოცემული მასაჟიორის სწორი და უსაფრთხო გამოყენებისთვის ყურადღებით წაიკითხეთ **მომხმარებლის სახელმძღვანელო**
- დაუშვებელია აპარატის გამოყენება თვალზე ჩატარებული ოპერაციების შემდეგ, თვალის ტრავმის დროს, გლაუკომის, კატარაქტის, ბადისებრი გარსის აშრევების და სხვა თვალის სერიოზული დაავადების დროს.
- დაუშვებელია მოცემული აპარატის გამოყენება გულის დაავადებების მქონე პირებისთვის.
- არ შეიძლება ამ მოწყობილობის მოხმარება ინტელექტუალური, ფიზიკური და გონებრივი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის და შენელებული რეაქციის მქონე პირებისთვის.
- არ შეიძლება გამხსნელის, ბენზინის, ქლორიდების, შრატების და მაჟავების ფუძეზე საწმენდი საშუალებების გამოყენება.
- შეწყვიტეთ მოწყობილობის მოხმარება თუ აღმოაჩინეთ თვალის დაავადება.
- თუ აპარატი საჭიროებს წმენდას გაწმინდეთ ის სპირტში დასველებული ბამბით. არ გამოიყენოთ ამისთვის წყალი და არ გარეცხოთ მოწყობილობა.

ყურადღება

- მოწყობილობა ჯერ უნდა გაიკეთოთ და მხოლოდ შემდეგ ჩართოთ რომ არ დააზიანოთ ჰაერის ტომარა წნევის სიჭარბის გამო.
- არ გაიკეთოთ კონტაქტური ლინზები მოცემული მოწყობილობის გამოყენების დროს.
- არ გამოიყენოთ მოცემული მოწყობილობა ოთახებში მაღალი ტენიანობით ან მაღალ ტემპერატურაზე.
- არ გამოიყენოთ მოცემული მოწყობილობა მანქანის ტარების დროს ან სეირნობისას.
- 8 წლამდე ბავშვებისთვის დასაშვებია მოცემული მოწყობილობის გამოყენება მხოლოდ ზრდასრული პიროვნების მეთვალყურეობის ქვეშ.
- შენახვისას ამოიღეთ ელემენტები.
- მოწყობილობის გამოყენების დროს რეკომენდირებულია თვალის დახუჭვა.
- არ არის რეკომენდირებული მოწყობილობის გამოყენება 20 წუთზე მეტი, თუ მოწყობილობას მოიხმარს ბავშვი.
- მოცემული აპარატი წარმოადგენს საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობას ამიტომ მისი გამოყენება დიაგნოსტიკისთვის, სამკურნალოდ ან სხვა კომერციული მიზნებისთვის აკრძალულია.
- არ შეიძლება მოწყობილობის დაგდება იატაკზე ან მისი წყალში ჩადება.

გაუმართაობების პოვნა

თუ მოცემული მოწყობილობის გამოყენებისას გაგიჩნდათ პრობლემები მიყევით მოცემულ ინსტრუქციას. თუ პრობლემა მაინც არსებობს და მოწყობილობა ვერ მუშაობს ნორმალურად გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან და მიმართეთ სერვის-ცენტრს.

არ შეიძლება მოწყობილობის დამოუკიდებლად დაშლა და შეკეთება

პრობლემა	გაუმართაობის შესაძლო მიზეზი	პრობლემის გადაწყვეტა
არ ირთვება	ბატარეის დაბალი მუხტი	შეცვალეთ ბატარეა
	ელემენტი არ არის სწორად ჩასმული	დააყენეთ ბატარეები სწორად, ლექტროდების პოლარობის დაცვით
	არ არის კარგად შეერთებული სადენები	არწმუნდით რომ ბატარეა დაფიქსირებულია მყარად კარგად შეაერთეთ
	სადენს აქვს პრობლემა	შეამოწმეთ კარგად არის თუ არა შეერთებული სადენი. თუ სადენი გაფუჭებულია მიმართეთ მწარმოებელს.
ძალიან დაბალი შუქია	ბატარეის სუსტი მუხტი	შეცვალეთ ბატარეა
ძალიან დაბალი ჰაერის წნევაა Fomenting (ორთქლში გატარება)	ბატარეის სუსტი მუხტი	შეცვალეთ ბატარეა დარწმუნდით რომ ბატარეა ჩადგმულია და კარგად დამაგრებულია ბუდეში

ტექნიკური დამახასიათებლები:

ფარდობითი ტენიანობა:.....< 80%

ატმოსფერული წნევა:860 გპ - 1060 გპ

მაგნიტური ველის ძალა.....50 მტ - 250 მტ

ორთქლში გატარება (ნოტიო ჰაერით მკურნალობა).....30 C – 42 C

სიმძლავრე შესვლისას.....6 ვტ. მუდმივი დენი, 1 ამპერი

სიმძლავრე: 6 ვტ. ბატარეა.....1.5 V AAA

4 ც. (კომპლექტში არ შედის)

ზომა.....10.5 x 20 x 11სმ.

შუფუთვის ზომა.....24.9 x 24.9 x 9.4 სმ.

წონა.....468 გრ.

ტემპერატურა.....5-40°C

კომპლექტაცია: შეფუთვა, მოწყობილობა, მართვის პულტი, ადაპტერი, ყურსასმენი, ინსტრუქცია.

**ტექნიკური მომსახურება,
ტრანსპორტირება, შენახვა, გარანტია.**

თუ მოწყობილობა საჭიროებს გაწმენდას, გაწმინდეთ ის სპირტიანი ზამბით.

გამოყენების შემდეგ დადევით მოწყობილობა უსაფრთხო ადგილას. არ დაადოთ ზემოდან სიმძიმე.

სანამ დაიწყებთ მართვის ხელის პულტის წმენდას გამორთეთ მოწყობილობა.

დაიცავით მოწყობილობა სიბინძირისგან, ნესტისგან და მღრღნელებისგან.

გაუმართაობის შემთხვევაში მიმართეთ კვალიფიცირებულ სპეციალისტებს. არ დაშალოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად.

ტრანსპორტირება და შენახვა

გარემოს ტემპერატურა: 5-40°C

ფარდობითი ტენიანობა: < 80%

შეინახეთ მოწყობილობა ოთახებში კარგი ვენტილაციით და დაიცავით პირდაპირი მზის სხივებისგან.

ატმოსფერული წნევა: 860 გპ - 1060 გპ

ტრანსპორტირება:

ნაკეთობას გააჩნია მარტივი დარტყმისსაწინააღმდეგო კონსტრუქცია და შესაძლებელია მისი გადატანა საჰაერო, საზღვაო გზით, ავტოტრანსპორტის და რკინის გზაზე.

6 თვის მანძილზე აპარატის შენახვის შემთხვევაში შეამოწმეთ ის და ჩართეთ კვება ნახევარი სათით.

შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

შეინახეთ მოწყობილობა ოთახებში კარგი ვენტილაციით და დაიცავით პირდაპირი მზის სხივებისგან და აგრესიული აირისგან.

კომპლექტაცია: შეფუთვა, მოწყობილობა, მართვის პულტი, ადაპტერი, ყურსასმენი, ინსტრუქცია.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე შეძენის დღიდან.